




## **HOJA DE DATOS PARA EL COMPOST-A-MAT PARA MATERNIDAD**

El Compost-A-Mat para maternidad mide 30" x 36", y está hecho de un 50% con tallo de maíz que son calentados a 375 grados lo que provee al marrano un tapiz para acostarse **libre de patógeno**. Un tapete está diseñado para proveer espacio para acostarse entre dos cajones.

### **GUIA PARA USAR EL COMPOST-A-MAT**

#### **Colocación:**

- Coloque un tapete debajo de un divisor de pluma y jale hasta la parte de atrás del cajón.
- Centre su luz térmica sobre su tapete.
- Ajuste su luz calentadora para mantener el tapete a 90 grados Fahrenheit.
- Asegúrese que las puercas o los puerquitos no estén al alcance del tapete o estos van a masticar y reducirán los años de duración del Compost-A-Mat.
- Ubique los tapetes para los puerquitos y P1 justo antes la maternidad para prevenir que lo mastiquen.
- Los tapetes pueden ser usados solos o pueden ser ubicados sobre otro tapete, especialmente en el caso de tener cochinitos frágiles.



Posicione el tapete detrás de cajón, para que el marrano no lo

#### **La Vida del Tapete**

- La duración del tapete es aproximadamente de 7-21 días.
- Los marranos de buena salud son más activos y la duración del tapete es de 7-10 días, No es necesario comprar un nuevo después de esto.

Marranos con problemas son menos activos y pueden mantener el tapete hasta 21 días.

#### **Desecho**

- Después de usar, el tapete debe ser recogido y desechado correctamente.
- Programas de regeneración- Los tapetes usados pueden proveer una excelente fuente de material para regeneración, cuando se rasgan en pedazos pequeños con medida de su mano y son mezclados en material de regeneración.
  - Compost- Tapetes, viejos, usados son biodegradables y pueden ser añadidos a tu pila de



